



BLENDER KULLANMA TALİMATI

1. AMAÇ

Blenderların doğru bir şekilde kullanılması için hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu talimat blenderları kapsar.

3. SORUMLULAR

Laboratuvarda çalışan akademik personel, Laboratuvar Sorumlusu, Bölüm Başkanı.

4. UYGULAMALAR

1. Cihazın on-off düğmesi açılır.
2. Hız ayarı yapılır.
3. Start düğmesi ile başlatılır.
4. İşlem bitince stop düğmesi ile kapatılır.
5. Uç yerinden sökülerek temizlenir ve tekrar yerine takılır.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

5.1. Firma tarafından temin edilen, cihaza ait kullanma kılavuzu

TARİH:

. .20

HAZIRLAYAN

Doç. Dr. Yeliz TEKGÜL

Öğretim Üyesi

TARİH:

. .20

KONTROL EDEN

Dr. Öğr. Üyesi Kübra GENÇDAĞ ŞENSOY

Kalite Komisyonu Başkanı

TARİH:

. .20

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Nuran AYSUL

Müdür