



ETÜV KULLANMA TALİMATI

1. AMAÇ

Etüvün doğru bir şekilde kullanılması için hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu talimat etüvleri kapsar.

3. SORUMLULAR

Laboratuvarda çalışan akademik personel, Laboratuvar Sorumlusu, Bölüm Başkanı

4. UYGULAMALAR

- 4.1. Aç/Kapa düğmesinden cihazı aç.
- 4.2. Ulaşılmak istenilen sıcaklık değeri ekrana girilerek ayarlanır.
- 4.3. Kurutulmak istenen malzemeler cihaz içine yerleştirilir.
- 4.4. İşlem bittikten sonra cihaz kapatılır ve gerekli temizlik işlemleri yapılır.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- 5.1. Firma tarafından temin edilen, cihaza ait kullanma kılavuzu

TARİH:

. .20

HAZIRLAYAN

Doç. Dr. Yeliz TEKGÜL

Öğretim Üyesi

TARİH:

. .20

KONTROL EDEN

Dr. Öğr. Üyesi Kübra GENÇDAĞ ŞENSOY

Kalite Komisyonu Başkanı

TARİH:

. .20

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Nuran AYSUL

Müdür