



**KATI MEYVE SIKACAĞI KULLANMA
TALİMATI**

1. AMAÇ

Katı meyve sıkacağına doğru bir şekilde kullanılması için hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu talimat katı meyve sıkacaklarını kapsar.

3. SORUMLULAR

Laboratuvarında çalışan akademik personel, Laboratuvar Sorumlusu, Bölüm Başkanı

4. UYGULAMALAR

1. Cihazı fişe takmadan önce açma / kapama düğmesini 0 konumunda olduğundan emin olunuz ve cihazı öyle çalıştırınız.
2. İsteddiğiniz seviyeye göre açma / kapama düğmesini 1 veya 2'ye getiriniz.
3. Cihazınızın musluğunun altına, meyve/sebze kabı veya bir bardak vb koyunuz. •
4. Meyveleri cihazın içine atmadan önce temizleyip hazırlayınız. Bazı meyvelerin çekirdeklerinin ayıklanması ve dilimlenmesi gerekmektedir.
5. Meyve girişinden meyveleri yavaş atınız.
6. Sıkılan meyvenin artıkları, artık haznesine düşecektir.
7. Kullanımdan sonra cihazı kapatınız ve fişten çekiniz

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

5.1. Firma tarafından temin edilen, cihaza ait kullanma kılavuzu

TARİH: ..20	HAZIRLAYAN Doç. Dr. Yeliz TEKGÜL Öğretim Üyesi
TARİH: ..20	KONTROL EDEN Dr. Öğr. Üyesi Kübra GENÇDAĞ ŞENSOY Kalite Komisyonu Başkanı
TARİH: ..20	ONAYLAYAN Prof. Dr. Nuran AYSUL Müdür