



**MİKRODALGA FIRIN KULLANMA
TALİMATI**

1. AMAÇ

Mikrodalga fırının doğru bir şekilde kullanılması için hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu talimat mikrodalga fırınları kapsar.

3. SORUMLULAR

Laboratuvarda çalışan akademik personel, Laboratuvar Sorumlusu, Bölüm Başkanı.

4. UYGULAMALAR

- Cihazın ön tarafında bulunan düğmeyi Açık konuma getirin.
- Isıtılacak örneği tablaya yerleştiriniz.
- Gerekli ayarlamaları (süre ve güç) ekran üzerinden düğmelerle yaparak cihazı çalıştırınız.
- İşlem tamamlandıktan sonra örneğinizi çıkarınız.
- Kapağı kapattıktan sonra cihazı ayar düğmesinden kapatınız ve fişini çekiniz.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

5.1. Firma tarafından temin edilen, cihaza ait kullanma kılavuzu

TARİH: . .20	HAZIRLAYAN Doç. Dr. Yeliz TEKGÜL Öğretim Üyesi
TARİH: . .20	KONTROL EDEN Dr. Öğr. Üyesi Kübra GENÇDAĞ ŞENSOY Kalite Komisyonu Başkanı
TARİH: . .20	ONAYLAYAN Prof. Dr. Nuran AYSUL Müdür