



T.C.
AYDIN ADNAN MENDERES
ÜNİVERSİTESİ
Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
HOT-PACK KAZANI KULLANIM
TALİMATI

Doküman No: NS-1049

İlk Yayın Tarihi: 28.03.2025

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

Kurun Amiri: Müdür

HOT-PACK KAZANI KULLANIMI:

- Cihaz fişinin takılı olup olmadığı kontrol edilir.
 - Kazanın sıcaklık derecesi kontrol edilir.
- Kazandan uygulanacak materyal alınıp havluya sarılarak tedavi edilecek bölgeye uygulanır
- İşlem bittikten sonra materyal tekrar kazana konulur.