



T.C.
AYDIN ADNAN MENDERES
ÜNİVERSİTESİ
Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İNFRARUJ CİHAZI KULLANIM TALİMATI

Doküman No: NS-1050

İlk Yayın Tarihi: 28.03.2025

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

Kurum Amiri: Müdür

İNFRARUJ CİHAZI KULLANIMI:

- Cihazın fişi prize takılır.
- Hasta tedavi için hazırlanır.
- Cihaz tedavi bölgesine uygun uzaklıkta yerleştirilir.
 - Cihaz açma kapama düğmesinden açılır.
- Cihaz kullanım talimatnamelerine göre çalıştırılır.
 - Tedavi süresi bitiminde cihaz kapatılır.
 - Cihazın fişi prizden çıkarılır.