



T.C
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

..... **BAKIM İLKE VE UYGULAMALAR**
II DERSİ

Doküman No: NS-1141

İlk Yayın Tarihi: 16.03.2026

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

DOKÜMAN ADI: ÜRİNER SİSTEMİ - ORTA İDRAR ÖRNEĞİ ALMA UYGULAMA BECERİSİ ÖĞRENİM REHBERİ

Öğrencinin adı Soyadı:

Sor. Öğretim Elemanı:

Öğrenci No:

Öğrenci İmzası :

Sor. Öğretim Elemanı imzası:

*Hatalı uygulamada puanlama yapılırken işlem basamak değerinin yarısı toplam puana dahil edilir.

ORTA İDRAR ÖRNEĞİ ALMA UYGULAMASI		UYGULADI		UYGULAMADI
Malzemeler: Sürgü ve ördek, sabun ve su veya antiseptik solüsyon,steril pamuk ve tampon, steril idrar kabı/steril idrar tüpü, steril eldiven, kirli malzemeler için küvet				
Sıra	İŞLEM BASAMAKLARI	DOĞRU	HATALI	
1	Hastanın mahremiyetine önem verilir, perde veya paravan çekilir.			
2	Hastaya uygun pozisyon verilir.			
3	Kadın hastalarda sürgü, erkek hastalarda ördek kullanılır			
4	Eller yıkanır, steril eldiven giyilir.			
5	Kadın hastalarda üretral meatus ve çevresi antiseptik solüsyonla ıslatılmış tamponlarla önden arkaya doğru erkeklerde dairesel hareketle üç kez silinir.			
6	Hem erkek hem kadın hastada yapılan silme işleminde her tampon bir kez kullanılır			
7	Hastaya ilk gelen idrarı sürgü/ ördek içerisine orta idrarı 30-60 cc kadar steril idrar kabının içerisine ve kalan idrarını yine sürgü/ördek içerisine boşaltması söylenir.			
8	İdrar kabının genital organlara veya parmakların idrar kabının iç yüzeyine değmemesine dikkat edilmelidir.			
9	Steril idrar kabının kapağı kapatılır.			
10	Steril idrar tüpü kullanılıyorsa üstü steril pamuk tamponla kapatılır.			
11	İdrar kabına/tüpüne hastanın adı, soyadı, tarih ve saat yazılı etiket yapıştırılır.			
12	Eldiven çıkarılır, eller yıkanır.			
13	Yapılan işlem kaydedilir			
14	Yarım saat içinde laboratuara gönderilir.			

➤ NOT: Uygulama basamak kat sayı değeri 7,14' dür.